



Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń, Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna

sekretariat@oikoslab.pl
<https://www.oikoslab.pl/>

Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 8980014132	Numer REGON: 008374467
	Numer KRS: 0000074393

Instrukcja obsługi próbnika – zestaw

Rurka 1

Metoda	PN-Z-04460:2014-09
Analit(y)	Kwas akrylowy
Zawartość rurki	100mg Anasorb 708; rurka szklana
Przydatność próbnika	Data ważności producenta sorbentu; przechowywanie w suchym, ciemnym miejscu

Rurka 2

Metoda	PN-Z-04460:2014-09
Analit(y)	Kwas akrylowy
Zawartość rurki	100mg Anasorb 708; rurka szklana
Przydatność próbnika	Data ważności producenta sorbentu; przechowywanie w suchym, ciemnym miejscu

Jak używać gotowego zestawu?

1. Zestaw składa się z dwóch rurek, które należy połączyć szeregowo zgodnie z poniższym schematem.



Wybierz jeden zestaw do kalibracji przepływu strumienia powietrza przez próbnik. Zdjąć zatyczki z obu końców rurki.

Każda rurka składa się z jednej warstwy. Rurki połączyć szeregowo i połączyć wężykiem z aspiratorem indywidualnym. Opisać rurki zgodnie z kolejnością przepływu powietrza przez układ (np. Kod próbki 1234 - rurka nr 1, kod próbki 1234 - rurka nr 2)

2. Skalibruj aspirator do zadanego przepływu za pomocą odpowiedniego rotametu
3. Zamień zestaw użyty do kalibracji przepływu na nowy zestaw do pobierania próbki. Przymocuj zestaw do kołnierza pracownika możliwie jak najbliżej strefy oddychania pracownika. Pobieraj próbkę w określonym przedziale czasu.
4. Po zakończeniu pobierania próbki zestaw należy zamknąć zatyczkami.
5. Próbkę przechowywać i transportować zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w przewodniku do pobierania próbek, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.oikoslab.pl